



Paciente: GARIN BERNARDO

DNI 92400118

Obra Social: Sin afiliacion - Particular

Solicita Dr/Dra: LINETH KARINE BARRERA

Servicio : CLINICA MEDICA

Fecha: 19/12/2023

Hora: 06:42

Protocolo: **79929**

<u>Estudio</u>	<u>Resultado</u>	<u>Unidades</u>	<u>Rango de Referencia</u>
HEMOGRAMA			
Autoanalizador Counter 19			
SERIE ERITROCITARIA			
Eritrocitos	3230000	/mm ³	
Hematocrito	33	%	40 - 50 %
Hemoglobina	11.3	g/dl	13.5 - 16.5 g/dl
VCM	101.40	fl	81.10 - 96.00 fl
HCM	34.90	pg	27.00 - 31.20 pg
CHCM	34.40	g/dl	31.80 - 35.40 g/dl
RDW	14.60	%	11.50 - 14.50 %
SERIE LEUCOCITARIA			
Leucocitos	9750	/mm³	
% Neutr. en Cayados	0	%	
% Neutrofilos	75	%	
% Linfocitos	17	%	
% Monocitos	5	%	
% Eosinofilos	3	%	
% Basofilos	0	%	
Neutr. en Cayados	0	/mm ³	
Linfocitos	1658	/mm ³	
Monocitos	488	/mm ³	
Eosinofilos	293	/mm ³	
Basofilos	0	/mm ³	
Plaquetas	334000	/mm³	150000 - 400000 /mm³
VMP	8.30	fl	6.80 - 10.80 fl
Plaquetas Ratio Distribucion	15.80		
GLUCEMIA BASAL:	86	mg/dl	70 - 110 mg/dl
Método: Cinetico			
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL TTPK	35	seg	Adulto Normal hasta 46 seg Niños: Normal hasta 46 seg Recien Nacido a Seis Meses: Normal hasta 48 seg
Método: Automatizado			





Paciente: GARIN BERNARDO

DNI 92400118

Obra Social: Sin afiliacion - Particular

Solicita Dr/Dra: LINETH KARINE BARRERA

Servicio : CLINICA MEDICA

Fecha: 19/12/2023

Hora: 06:42

Protocolo: **79929**

<u>Estudio</u>	<u>Resultado</u>	<u>Unidades</u>	<u>Rango de Referencia</u>
PROTROMBINA Y RIN:			
Método: Automatizado			
Concentración de Protrombina	100	%	70 - 130 %
RIN	1.00		

